1

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Вискозиметры Брукфильда ротационные DV2T, DV3T

Назначение средства измерений

Вискозиметры Брукфильда ротационные DV2T, DV3T предназначены для измерений динамической вязкости жидкостей в лабораторных условиях.

Описание средства измерений

Вискозиметры Брукфильда ротационные DV2T, DV3T состоят из измерительного блока, набора роторов и штатива. Внешний вид вискозиметров представлен на рис.1.

Принцип действия вискозиметров Брукфильда ротационных DV2T, DV3T основан на измерении измерения крутящего момента ротора, создаваемого исследуемым продуктом. Изменение крутящего момента ротора определяется датчиком угла вращения по закручиванию измерительной пружины. Диапазон измерения вязкости зависит от размера и формы применяемого ротора, а также от скорости его вращения.

Каждая модель вискозиметра имеет 4 модификации, калиброванные пружины которых имеют следующие предельные значения крутящего момента:

	MOMENT	пружины
Модификация вискозиметра	<u>Дин∙см</u>	<u>мН∙м</u>
DV2TLV, DV3TLV	673,7	0,0673
DV2TRV, DV3TRV	7187,0	0,7187
DV2THA, DV3THA	14374,0	1,4374
DV2THB, DV3THB	57496,0	5,7496

Чем выше предельный момент кручения калиброванной пружины, тем шире диапазон измерения вязкости.

Вискозиметры Брукфильда ротационные DV2T, DV3T используют различные измерительные системы: дисковые шпиндели, системы цилиндр в цилиндре и системы конус-плита.

Вискозиметры оснащаются сенсорным дисплеем, с помощью которого производится управление и производится ввод данных и вывод результатов измерений, либо в системе СГС, либо в системе СГС, либо в системе СИ. Вискозиметры оснащены стандартными интерфейсами USB для подключения к компьютеру и для сохранения результатов измерений на запоминающие USB Flash drive накопители.

Вискозиметры Брукфильда ротационные DV2T, DV3T оснащены специально разработанным встроенным программным обеспечением, которое проводит расчет динамической вязкости в зависимости от измеренного крутящего момента. Загрузка программы осуществляется автоматически при включении вискозиметра, в момент загрузки отображается текущая версия программного обеспечения. Программа позволяет выбирать необходимый код измерительного устройства и скорость вращения. Установленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти при выключении вискозиметра.

Общий вид вискозиметров Брукфильда ротационных DV2T, DV3T приведен на рис. 1.



Рис. 1 Общий вид вискозиметров Брукфильда ротационных DV2T, DV3T

Программное обеспечение

Вискозиметры Брукфильда ротационные DV2T, DV3T имеют встроенное ПО, предназначенное для управления работой вискозиметров и процессом измерений, а также хранения и обработки полученных данных. Прошивка ПО осуществляется на заводе-изготовителе, а также специализированными сервисными службами, и оно не может быть изменено потребителем.

RHEOCALC — это программа для автоматического отображения результатов измерения вязкости в реальном времени, передачи данных с прибора на ПК и вывода графиков в необходимом формате. Программа позволяет не только наглядно наблюдать процесс измерения в графическом виде, но и сохранить результаты в для последующего анализа вязкости образца.

Идентификационные данные программного обеспечения вискозиметров Брукфильда ротационных DV2T, DV3T приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Идентификационные встроенного данные программного обеспечения вискозиметров Брукфильда ротационных DV2T, DV3T

Модифика ция вискозиме тра	Наименование программного обеспечения	Идентификацион- ное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификацио нный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
1	2	3	4	5	6
DV2TLV		LV	V 1.0.x		
DV2TRV	BROOKFIELD	RV	V 1.0.x	HOT	нот
DV2THA	DV2T	HA	V 1.0.x	нет	нет
DV2THB		НВ	V 1.0.x		

Продолжение таблицы 1.

DV3TLV		LV	V 1.0.x	
DV3TRV	BROOKFIELD	RV	V 1.0.x	
DV3THA	DV3T	HA	V 1.0.x	
DV3THB		HB	V 1.0.x	

Таблица 2. Идентификационные данные дополнительного программного обеспечения

вискозиметров Брукфильда ротационных DV2T, DV3T

Наименование программного обеспечения	Идентификацио нное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификацио нный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
RHEOCALC	Rheocalc T	Version 1.0.9	нет	нет

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений «С» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики вискозиметров Брукфильда ротационных DV2T, DV3T приведены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Метрологические и технические характеристики вискозиметров Брукфильда ротационных DV2T

Наименование					
	DV2TLV	DV2TRV	DV2THA	DV2THB	
характеристики	2	2	4		
1	2	3	4	5	
Диапазон показаний, мПа∙с		от 1 до 800 000 000			
Диапазон измерений	от 1 до 100 000				
вязкости, мПа∙с:					
Диапазон скоростей	200 ety	панай в пианаза	ле от 0.1 до 200	06/MIHI	
вращения	200 ступеней в диапазоне от 0,1 до 200 об/мин				
Предел повторяемости	0,5				
результата измерений					
вязкости, % не более					
Диапазон показания	от минус 100 до + 300				
температуры исследуемых					
жидкостей, °С					
Диапазон измерений					
температуры исследуемых		от +5 д	(o +100		
жидкостей, °С					
Пределы допускаемой	±1				
абсолютной погрешности					
измерений температуры, °С					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5
Пределы допускаемой				
приведенной погрешности				
результата измерения				
вязкости, %:				
- для стандартного набора	±1 (для системы шпиндель-скорость)			сть)
шпинделей;				
- для всех остальных	<u>±2</u>			
Масса, кг, не более	9			
Габаритные размеры, мм	560×280×560			
Напряжение питания, В		220±	:10%	
Частота питания, Гц		от 50	до 60	
Потребляемая мощность,	150			
В.А, не более	150			
Условия эксплуатации:				
- температура, °С;	от 0 до 40			
- относительная влажность				
воздуха, %		от 20	до 80	

Таблица 4. Метрологические и технические характеристики вискозиметров Брукфильда ротационных DV3T

F					
Наименование	DV3TLV	DV3TRV	DV3THA	DV3THB	
характеристики	DV31LV	DV31KV	DV311IIX	DV3111D	
1	2	3	4	5	
Диапазон показаний, мПа∙с	от 1 до 800 000 000				
Диапазон измерений		от 1 по	100 000		
вязкости, мПа∙с:	от 1 до 100 000				
Диапазон скоростей	2600 orași	пеней в диапазо	уга от 0.01 до 26	50 o5/mm	
вращения	2000 CTyl	пенеи в диапазо	оне от 0,01 до 2.	оо оо/мин	
Предел повторяемости					
результата измерений		0	,5		
вязкости, % не более					
Диапазон показания					
температуры исследуемых	от минус 100 до + 300				
жидкостей, °С					
Диапазон измерений					
температуры исследуемых	от +5 до +100				
жидкостей, °С					
Пределы допускаемой					
абсолютной погрешности		<u>+</u>	:1		
измерений температуры, °С					
Пределы допускаемой					
приведенной погрешности					
результата измерения					
вязкости, %:					
- для стандартного набора	±1	(для системы ш	пиндель-скорос	ть)	
шпинделей;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
- для всех остальных	±2				

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5		
Масса, кг, не более		9				
Габаритные размеры, мм	560×280×560					
Напряжение питания, В		220±	10%			
Частота питания, Гц	от 50 до 60					
Потребляемая мощность,	150					
В.А, не более	130					
Условия эксплуатации:						
- температура, °С;	от 0 до 40					
- относительная влажность						
воздуха, %	от 20 до 80					

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации вискозиметра и на панель вискозиметра в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

- Вискозиметр DV2T или DV3T
- Лабораторный штатив модели G
- Лабораторный штатив модели Q
- Набор шпинделей с футляром
 - DV2TLV, набор из четырех шпинделей
 - DV2TRV, набор из шести шпинделей (№2 №7)
 - DV2THA / HB, набор из шести шпинделей (№2 №7)

Для версий "конус/плита": ключ для шпинделя (SP-23), один конический шпиндель (CPA-XXZ), чашка для образца (CPA-44YZ) заменяют набор шпинлелей.

- Силовой кабель
- Резисторный датчик температуры
- Защитная рамка
- Футляр для переноски
- ΠΟ PG Flash
- IIO RheocalcT
- Флэш-накопитель USB
- Ткань для протирки экрана с футляром
- Стилус
- Руководство по эксплуатации
- Транспортировочная крышка

Поверка

осуществляется по методике поверки МП РТ 1992-2013 «Вискозиметры Брукфильда ротационные DV2T, DV3T. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 27 ноября 2013 г.

Основные средства поверки:

- государственные стандартные образцы (ГСО) вязкости типа РЭВ (ГСО 8586-2004....8606-2004) с погрешностью аттестованного значения $\pm (0,2...0,3)\%$ или градуировочные жидкости, приготовленные и аттестованные по МИ 1289;

- термометр ТИН 10-1 с диапазоном измерения (18,6...21,4)°C, ц.д. 0,05°C;
- термостат циркуляционный с погрешностью поддержания температуры ±0,05°C.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методики измерений приведены в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к вискозиметрам Брукфильда ротационным DV2T, DV3T

- ГОСТ 29226-91 «Вискозиметры жидкостей. Общие технические требования и методы испытаний».
- ГОСТ 8.025-1996 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения вязкости жидкости».
- Техническая документация фирмы-изготовителя.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования и обеспечения единства измерений

выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма "Brookfield Engineering Laboratories, Inc.", США

Адрес: 11 Commerce Boulevard, Middleboro

MA 02346-1031 USA

Заявитель

3AO «ABPOPA»

Адрес: 117638, г. Москва, ул. Криворожская, 25-92

Телефон: (495) 258-83-05/06/07

Факс: (495) 958-63-19

Испытательный центр

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, тел. (495) 544-00-00

http://www.rostest.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. « » 2014 г.